

PERCHÉ SCEGLIERE Steril-C

ATTIVITÀ RAPIDA ED EFFICACE	In 10 minuti ha attività battericida, lieviticida (su <i>Candida albicans</i>), tuberculicida, virucida (inclusa azione su HIV, HBV, HCV e <i>Murine Norovirus</i>), micobattericida, fungicida e sporicida (inclusa azione su <i>Clostridium difficile</i>). In 15 minuti ha attività sporicida su <i>C. sporogenes</i>
ATTIVITÀ A BASSE CONCENTRAZIONI	<u>Alla concentrazione dell'1% (10 grammi/litro)</u> ha azione decontaminante e disinfettante <u>Alla concentrazione del 2% (20 grammi/litro)</u> ha azione disinfettante di alto livello/sterilizzante a freddo
ATTIVITA' ANCHE IN PRESENZA DI MATERIALE ORGANICO	La presenza di un tensioattivo nel formulato favorisce la penetrazione dei componenti attivi della soluzione all'interno della struttura cellulare dei microrganismi presenti sugli strumenti, facilitando così la distruzione dei microorganismi patogeni, anche in presenza di materiale organico
COMPROVATA ATTIVITA' MICROBICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE	E' stato sottoposto a tutti i test (sia obbligatori sia addizionali) previsti dalla normativa europea di riferimento EN 14885 per i disinfettanti di strumentario in area medica. Ciò ne dimostra la comprovata attività microbica ad ampio spettro di azione
È UN DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIB	E' indicato per la disinfezione dello strumentario invasivo, oltre che di tutto lo strumentario chirurgico (ai sensi della Dir. 93/42/CEE e successive modificazioni ed integrazioni)
ASSENZA DI TOSSICITÀ PER PAZIENTI ED OPERATORI	Ai sensi della regolamentazione sulla sicurezza chimica (Reg. CE n.1272/2008 CLP e successive modificazioni ed integrazioni), non è tossico. Infatti, durante la preparazione e l'utilizzo della soluzione, non è necessario l'uso di indumenti protettivi adatti o di particolari dispositivi di protezione individuale
ASSENZA DI ODORI SGRADREVOLI	In polvere e in soluzione è privo di odori sgradevoli
COMPATIBILITA'	La presenza di stabilizzanti ed inibitori di corrosione unitamente al pH neutro-alcalino della soluzione, lo rendono compatibile con i materiali con i quali sono realizzati i diversi dispositivi medici
MANEGGEVOLEZZA	Disponibile in diversi formati, consente di preparare la quantità di soluzione desiderata con estrema velocità e facilità, evitando inutili sprechi.
BIODEGRADABILITA'	Le soluzioni non necessitano di smaltimento speciale. In quanto biodegradabili, le soluzioni esauste possono essere smaltite direttamente nella rete fognaria senza particolari accorgimenti con un evidente vantaggio economico
FABBRICATO IN REGIME DI QUALITÀ	Viene fabbricato nel rispetto delle norme ISO 9001:2015 e ISO 13485:2021 ed è in possesso di marcatura CE 0373 rilasciata dall'Istituto Superiore di Sanità (ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e successive modificazioni ed integrazioni)

Steril-C è clinicamente sicuro ed efficace per la destinazione d'uso prevista